


唾液からの PCR 検体採取方法（プレハブ対応）


▼採取時の注意事項

- ① 飲食や歯磨き・うがいを行っていた場合は、**30分経過**するまで待機してから始めて下さい。
(のど飴・喉スプレー等含む)
- ② 口紅などはふき取ってから行って下さい。
- ③ 1~2分口を閉じてうつつむき、口腔内に唾液をためてください。少しずつ唾液を検体容器に入れて下さい。この時、自然に出る唾液のみ使用し、無理に出す行為はしないで下さい。
- ④ 唾液は1~2m l 必要であり、どうしても出にくい場合は十分出す工夫をして下さい。
(下記図参照)



- 1
 - ・下顎部（顎下腺）を軽く前後に揉む。
- 2
 - ・舌を上あごに付いたり擦ったりする。
- 3
 - ・頬をすぼめたりして唾液を出す。

▼検体採取



- * 容器の内側は、手で触らないでください。
- * 容器の外側に唾液が付かないよう、ご注意下さい。
- * 2m l のところまで唾液採取したら、ふたをしっかりと閉めて下さい
- * 1-2m l までたまったら、スタッフに連絡して下さい。

内線 : 545

- * 検体は、立てたままスタッフにお渡し下さい。
- * 手指消毒をお願いします。

*お疲れ様でした。