


唾液からの PCR 検体採取方法（車内対応）

▼採取時の注意事項

- ① 飲食や歯磨き・うがいを行っていた場合は、**30分経過**するまで待機してから始めて下さい。
- ② 口紅などはふき取ってから行って下さい。
- ③ 1～2分口を閉じてうっむき、口腔内に唾液をためてください。少しずつ唾液を検体容器に入れて下さい。この時、自然に出る唾液のみ使用し、無理に出す行為はしないで下さい。
- ⑤ 唾液は1～2m l 必要であり、どうしても出にくい場合は十分出す工夫をしてください。

（下記図参照）



▼検体採取

*容器の内側は、手で触らないでください。

*容器の外側に唾液が付かないよう、ご注意ください。

*2m l のところまで唾液採取したら、ふたをしっかりと閉めて下さい。

*1-2m l までたまったら、スタッフに連絡して下さい。

045-355-3600

*車窓の開閉は 10 c m 程度、必要最小限でお願いします。

*検体は、立てたままスタッフにお渡し下さい。



*お疲れ様でした。